

# FOUR À CHAMBRE JUSQU'À 1800°C - HTF



HTF 17/64 avec régulateur à écran tactile Mini8

	<b>HTF__/27</b>	<b>HTF__/64</b>	<b>HTF__/128</b>
<b>Temp max (°C)</b>	1700, 1800	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800
<b>Taux de chauffe Max. (°C/min)</b>	10	10	10
<b>Temps de refroidissement (h)</b>	10	12	12
<b>Dimensions: Interne H x L x P (mm)</b>	300 x 300 x 300	400 x 400 x 400	400 x 400 x 800
<b>Dimensions: Externe H x L x P (mm)</b>	1610 x 7800 x 945 (porte ouverte H 1935)	2000 x 1000 x 1200	2000 x 1000 x 1500
<b>Volume (l)</b>	27	64	128
<b>Puissance max (W)</b>	10000	16000	40000

	<b>HTF__/165</b>	<b>HTF__/240</b>	<b>HTF__/430</b>
<b>Temp max (°C)</b>	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800
<b>Taux de chauffe Max. (°C/min)</b>	10	10	--
<b>Temps de refroidissement (h)</b>	13	14	--
<b>Dimensions: Interne H x L x P (mm)</b>	550 x 550 x 550	500 x 500 x 1000	600 x 600 x 1200
<b>Dimensions: Externe H x L x P (mm)</b>	2450 x 1400 x 1400 (porte ouverte)	2000 x 1000 x 1500	2400 x 1500 x 2000
<b>Volume (l)</b>	165	240	430
<b>Puissance max (W)</b>	40000	--	--

**HTF\_\_/560**

<b>Temp max (°C)</b>	1600, 1700, 1800
<b>Taux de chauffe Max. (°C/min)</b>	--
<b>Temps de refroidissement (h)</b>	--
<b>Dimensions: Interne H x L x P (mm)</b>	780 x 600 x 1200
<b>Dimensions: Externe H x L x P (mm)</b>	2400 x 1500 x 2000
<b>Volume (l)</b>	560
<b>Puissance max (W)</b>	--

**Merci de noter**

- La température maximale de fonctionnement en continu est de 100 °C en dessous de la température maximale

## DÉTAILS TECHNIQUES (MODÈLES)

[www.carbolite.com/htke](http://www.carbolite.com/htke)