



RWF - FOURS À CHAMBRE CHAUFFAGE RAPIDE

Les fours à chambre rapides RWF sont disponibles en trois tailles de chambre avec des températures maximales de fonctionnement de 1100 °C ou 1200 °C. Les éléments bobinés en combinaison avec l'isolation faible densité thermique sont conçus pour fournir une réponse thermique rapide dans la chambre.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- | 1100°C ou 1200°C températures d'opération maximum
- | 5, 13 or 23 litre volumes de chambre
- | Ambiante à 1000°C en seulement 10 minutes
- | Réaction thermique rapide grâce aux rayonnements directs des résistances enroulées
- | Isolation faible densité thermique pour une grande efficacité énergétique
- | Contrôleur programmable EPC3016P1
- | Vertical lift door keeps heated surface away from the user
- | Soft closing door protects the thermal insulation
- | Foyer résistant à l'usure



OPTIONS (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

- | Une gamme de régulateurs numériques sophistiqués, multisegments et d'enregistreurs de données avec des options de communication numérique est disponible - plus d'informations sur les régulateurs
- | Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger les contenus de valeur & un fonctionnement sans surveillance)



DÉTAILS TECHNIQUES (MODÈLES)

	RWF 11/5	RWF 11/13	RWF 11/23
Temp max (°C)	1100	1100	1100
Temps de chauffe (min)	10	11	13
Température max pour utilisation en continue (°C)	1000	1000	1000
Dimensions: Interne H x L x P (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
Dimensions: Externe avec porte ouverte H x L x P (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
Volume (litres)	5	13	23
Puissance max (W)	2750	5000	9100
Puissance de maintien à température (W)	680	1200	1800
Type de thermocouple	K	K	K
Poids (kg)	28	45	65

	RWF 12/5	RWF 12/13	RWF 12/23
Temp max (°C)	1200	1200	1200
Temps de chauffe (min)	12	13	15
Température max pour utilisation en continue (°C)	1100	1100	1100
Dimensions: Interne H x L x P (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
Dimensions: Externe avec porte ouverte H x L x P (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
Volume (litres)	5	13	23
Puissance max (W)	2750	5000	9100
Puissance de maintien à température (W)	820	1450	2100
Type de thermocouple	R	R	R
Poids (kg)	28	45	65

Merci de noter

- le taux de chauffage est mesuré à 100°C en dessous du max, en utilisant une chambre vide
- La puissance de maintien est mesurée à la température de fonctionnement en continu
- Puissance maximale et temps de chauffe basé sur une alimentation 240V
- Le volume uniforme est plus petit que le volume total de la chambre

www.carbolite.com/rwf