



CD - ТЕРМОШКАФЫ ДЛЯ СУШКИ УГЛЯ

Термошкафы **CDHT (Высокотемпературная сушка угля)** и **CDLT (Низкотемпературная сушка угля)** применяются для сушки угля в соответствии со следующими стандартами:

- | ASTM D2691 – 01
- | ASTM D2961 – 01a
- | ASTM D2961 – 02
- | ASTM D2961 – 95a
- | ASTM 3302 / D3302M-10
- | BS 1016-102:2000
- | BS 1016-1:1973
- | BS ISO 13909-1:2001
- | BS ISO 13909-2:2001

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

- | Точное поддержание температуры при помощи контроллера 132
- | Две линейки термошкафов для сушки угля, для испытаний в соответствии со стандартами ASTM и BS/ISO
- | Термошкафы CDLT применимы для испытаний, описанных в следующих стандартах: BS ISO 13909-1:2001, BS ISO 13909-2:2001, BS 1016-1:1973, BS 1016-102:2000, ASTM D2013 / D2013M - 12 and ASTM D3302
- | Термошкафы CDHT применимы для испытаний, описанных в следующих стандартах: BS 1016-1:1973, BS 1016-102:2000, BS / ISO 13909-1:2001, BS ISO 13909-2:2001, ASTM D2961-11
- | Высокоскоростной горизонтальный поток воздуха направляется над каждым лотком
- | Воздушные впускные и выпускные отверстия расположены таким образом, чтобы отводящийся влажный воздух замещался свежим
- | Входящий воздух предварительно нагревается
- | Комплектуется неразъемной напольной подставкой
- | Защита от превышения температуры
- | Камера и воздухопроводы изготовлены из коррозионно-стойкой нержавеющей стали марки 304
- | Надежная и износостойкая минеральная изоляция, нагревательные элементы защищены металлическим корпусом

Содержание может быть изменено или исправлено

МОДЕЛИ

	CDLT	CDHT
Рабочий диапазон температур (°C)	Окружающая до 50 °C	Окружающая +10 до 200 °C
Максимальная температура (°C)	50	200
Стабильность температуры (°C)	±1	±1
Однородность температуры (°C)	±5	±5
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм)	610 x 610 x 1220	610 x 610 x 1220
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм)	1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand)	1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand)
Установлено лотков	14 или 7 уровней (два лотка на уровне)	14 или 7 уровней (два лотка на уровне)
Общая площадь лотка (м²)	5.0	5.0
Объем (литров)	454	454
Тип термопары	K	K
Максимальная мощность (Вт)	4500	9000
Электропитание	380 В, 50 Гц, трехфазное исполнение	380 В, 50 Гц, трехфазное исполнение

www.carbolite.com/cd