

# WYSOKOTEMPERATUROWY PIEC KOMOROWY DO 1800°C - HTF



HTF 17/64 z kontrolerem z ekranem dotykowym Mini8

	HTF__/27	HTF__/64	HTF__/128
<b>Maksymalna temperatura (°C)</b>	1700, 1800	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800
<b>Maks. szybkość nagrzewania (°C/min)</b>	10	10	10
<b>Cooling time (h)</b>	10	12	12
<b>Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb.</b>	300 x 300 x 300	400 x 400 x 400	400 x 400 x 800
<b>Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb.</b>	1610 x 7800 x 945 (door open H 1935)	2000 x 1000 x 1200	2000 x 1000 x 1500
<b>Volume (l)</b>	27	64	128
<b>Moc maksymalna (W)</b>	10000	16000	40000

	<b>HTF_/165</b>	<b>HTF_/240</b>	<b>HTF_/430</b>
<b>Maksymalna temperatura (°C)</b>	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800	1600, 1700, 1800
<b>Maks. szybkość nagrzewania (°C/min)</b>	10	10	--
<b>Cooling time (h)</b>	13	14	--
<b>Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb.</b>	550 x 550 x 550	500 x 500 x 1000	600 x 600 x 1200
<b>Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb.</b>	2450 x 1400 x 1400 (drzwi otwarte)	2000 x 1000 x 1500	2400 x 1500 x 2000
<b>Volume (l)</b>	165	240	430
<b>Moc maksymalna (W)</b>	40000	--	--

**HTF\_\_/560**

<b>Maksymalna temperatura (°C)</b>	1600, 1700, 1800
<b>Maks. szybkość nagrzewania (°C/min)</b>	--
<b>Cooling time (h)</b>	--
<b>Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb.</b>	780 x 600 x 1200
<b>Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb.</b>	2400 x 1500 x 2000
<b>Volume (l)</b>	560
<b>Moc maksymalna (W)</b>	--

**Uwaga**

- Maksymalna temperatura pracy ciągłej wynosi 100 °C poniżej temperatury maksymalnej

## PARAMETRY TECHNICZNE

[www.carbolite.com/htke](http://www.carbolite.com/htke)