



RWF - RYCHLOOHŘÍVACÍ KOMOROVÉ VYSOKOTEPLTNÍ PECE

Rychloohřevné komorové vysokoteplotní pece RWF jsou dodávány ve třech velikostech komor s maximální provozní teplotou 1100°C nebo 1200°C. Volně vyzařující drátové elementy v kombinaci s nízkohmotnostní tepelnou izolací jsou navrženy tak, aby zajistily rychlou tepelnou odezvu v komoře.

STANDARDNÍ VÝBAVA

- | Maximální provozní teplota 1100°C nebo 1200°C
- | Objem komory 5, 13 nebo 23 litrů
- | Záhřev na 1000°C v pouhých 10 minutách
- | Rychlá tepelná odezva od bezradiačních vinutých drátových elementů
- | Slabá vrstva kvalitní tepelné izolace zaručuje vysokou energetickou účinnost
- | Programmable EPC3016P1 controller
- | Vertical lift door keeps heated surface away from the user
- | Soft closing door protects the thermal insulation
- | Odolná vyzdívka komory pece



MOŽNOSTI (UVEĎTE PŘI OBJEDNÁVCE)

- | A range of sophisticated digital controllers, multisegment programmers and data loggers with digital communication options is available - more information about controllers
- | Ochrana proti přehřátí (doporučujeme zejména pro ochranu vzácných materiálů a při bezobslužném provozu)



TECHNICKÉ ÚDAJE (MODELY)

	RWF 11/5	RWF 11/13	RWF 11/23
Maximální teplota (°C)	1100	1100	1100
Doba ohřevu (min)	10	11	13
Maximální trvalá provozní teplota (°C)	1000	1000	1000
Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
Rozměry: Vnější s otevřenými dveřmi V x Š x H (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
Objem (litry)	5	13	23
Maximální výkon (W)	2750	5000	9100
Pracovní výkon (W)	680	1200	1800
Typ termočlánku	K	K	K
Váha (kg)	28	45	65

	RWF 12/5	RWF 12/13	RWF 12/23
Maximální teplota (°C)	1200	1200	1200
Doba ohřevu (min)	12	13	15
Maximální trvalá provozní teplota (°C)	1100	1100	1100
Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
Rozměry: Vnější s otevřenými dveřmi V x Š x H (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
Objem (litry)	5	13	23
Maximální výkon (W)	2750	5000	9100
Pracovní výkon (W)	820	1450	2100
Typ termočlánku	R	R	R
Váha (kg)	28	45	65

Vezměte prosím na vědomí

- Rychlost zahřátí se měří do teploty 100°C pod max., za použití prázdné komory
- Pracovní výkon je měřen při stálé provozní teplotě
- Maximální výkon a časy zahřátí založené na 240V napájení
- Jednotný objem je menší než celkový objem komory

www.carbolite.com/rwf