



RWF - RÝCHLOOHRIEVACIE KOMOROVÉ VYSOKOTEPLTNÉ PECE

Rýchloohrievacie komorové vysokoteplotné pece RWF sú dodávané v troch veľkostiach komôr s maximálnou prevádzkovou teplotou 1100°C alebo 1200°C. Volne vyžarujúce drôtové elementy v kombinácii s nízkoohmotnostnou tepelnou izoláciou sú navrhnuté tak, aby zabezpečili **rýchlu tepelnú odozvu** v komore.

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- | Maximálna prevádzková teplota 1100 °C alebo 1200 °C
- | Objem komory 5, 13 alebo 23 litrov
- | Zohriatie na 1000°C za krátkych 10 minút
- | Rýchla tepelná odozva od bezradiačných vinutých drôtových elementov
- | Slabá vrstva kvalitnej tepelnej izolácie zaručuje vysokú energetickú účinnosť
- | Programmable EPC3016P1 controller
- | Vertical lift door keeps heated surface away from the user
- | Soft closing door protects the thermal insulation
- | Odolná výmurovka komory pece



MOŽNOSTI (UVEĎTE PRI OBJEDNÁVKE)

- | A range of sophisticated digital controllers, multisegment programmers and data loggers with digital communication options is available - more information about controllers
- | Ochrana proti prehriatiu (odporúčame najmä pre ochranu vzácnych materiálov a pri bezobslužnej prevádzke)



TECHNICKÉ ÚDAJE (MODELY)

	RWF 11/5	RWF 11/13	RWF 11/23
Maximálna teplota (°C)	1100	1100	1100
Doba ohrevu (min)	10	11	13
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C)	1000	1000	1000
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
Rozmery: vonkajšie V x Š x H (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
Objem (litre)	5	13	23
Maximálny výkon (W)	2750	5000	9100
Pracovný výkon (W)	680	1200	1800
Typ termočlánku	K	K	K
Váha (kg)	28	45	65

	RWF 12/5	RWF 12/13	RWF 12/23
Maximálna teplota (°C)	1200	1200	1200
Doba ohrevu (min)	12	13	15
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C)	1100	1100	1100
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
Rozmery: vonkajšie V x Š x H (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
Objem (litre)	5	13	23
Maximálny výkon (W)	2750	5000	9100
Pracovný výkon (W)	820	1450	2100
Typ termočlánku	R	R	R
Váha (kg)	28	45	65

Vezmite prosím na vedomie

- Rýchlosť zahriatia sa meria do teploty 100°C pod max., za použitia prázdnej komory
- Pracovný výkon je meraný pri stálej prevádzkovej teplote
- Maximálny výkon a časy zahriatia založené na 240V napájaní
- Jednotný objem je menší než celkový objem komory

www.carbolite.com/rwf