



RWF - GYORS FELFŰTÉSŰ KEMENCÉK

Az RWF (rapide wire furnace) gyors felfűtésű kamrás kemence 3 méretben, max. 1100 °C vagy 1200 °C hőmérsékletű kivitelben áll rendelkezésre. A szabadon sugárzó fűtőelemek és a kis hőtehetetlenségű szigetelés kombinációja a kamra belsejének **gyors felfűtését és lehűlését** teszi lehetővé.

ALAPKIÉPÍTÉS JELLEMZŐI

- | max. hőmérséklet 1100°C vagy 1200°C
- | kamratérfogatok 5, 13 vagy 23 liter
- | gyors, kb. 10 perc alatti felfűtés szobahőmérsékletről 1000°C-ra
- | kemence mindkét oldalán és tetején elhelyezett nagyteljesítményű fűtőelemek
- | csekély hőtehetetlenségű szigetelés a nagy energiahatékonyság és a gyors fűtési- ill. hűlési sebességek biztosításához
- | Programmable EPC3016P1 controller
- | Vertical lift door keeps heated surface away from the user
- | Soft closing door protects the thermal insulation
- | kopásálló kemencealj



OPCIÓK (MÁR A RENDELÉSKOR MEGADANDÓK)

- | többféle nagyteljesítményű digitális, szegmensenként programozható hőmérsékletszabályozó és adatgyűjtő digitális kommunikációs opciókkal - további információk
- | túlhevülés elleni védőkapcsoló (értékes minták védelméhez és felügyelet nélküli működtetéshez ajánlott)



MŰSZAKI ADATOK (TÍPUSOK)

	RWF 11/5	RWF 11/13	RWF 11/23
Max. hőmérséklet (°C)	1100	1100	1100
Felfűtési idő (perc)	10	11	13
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C)	1000	1000	1000
Méreték: belül mag x szél x mély (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
Méreték: kívül mag x szél x mély (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
Külső méretek nyitott ajtóval: mag x szél x mély (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
Kamratérfogat (liter)	5	13	23
Max. teljesítmény (W)	2750	5000	9100
Hőntartási teljesítményfelvétel (W)	680	1200	1800
Hőelem típusa	K	K	K
Súly (kg)	28	45	65

	RWF 12/5	RWF 12/13	RWF 12/23
Max. hőmérséklet (°C)	1200	1200	1200
Felfűtési idő (perc)	12	13	15
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C)	1100	1100	1100
Méreték: belül mag x szél x mély (mm)	130 x 160 x 250	195 x 210 x 325	220 x 260 x 400
Méreték: kívül mag x szél x mély (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 608	715 x 505 x 680
Külső méretek nyitott ajtóval: mag x szél x mély (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 675	1000 x 505 x 765
Kamratérfogat (liter)	5	13	23
Max. teljesítmény (W)	2750	5000	9100
Hőntartási teljesítményfelvétel (W)	820	1450	2100
Hőelem típusa	R	R	R
Súly (kg)	28	45	65

Figyelem

- a felfűtési idő üres kamra max. hőmérsékletnél 100°C-kal alacsonyabb hőmérsékletre történő felmelegítésére vonatkozik
- a hőntartási teljesítményfelvétel folyamatos üzemre vonatkozik
- maximális teljesítmény és minimális felfűtési idő 240V csatlakozással érhető el
- a homogén hőmérsékletű zóna kisebb, mint az ösztérfogat

www.carbolite.com/rwf